

事 務 連 絡  
令 和 3 年 9 月 30 日

各  $\left( \begin{array}{c} \text{都 道 府 県} \\ \text{保 健 所 設 置 市} \\ \text{特 別 区} \end{array} \right)$  衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課

小麦中のデオキシニバレノール試験法について

標記については、令和3年9月30日付け生食発 0930 第1号厚生労働省大臣官  
房生活衛生・食品安全審議官通知により通知したところですが、国立医薬品食品  
衛生研究所にて、現時点において試験に用いることができることが確認されてい  
る多機能カラム等について別添のとおりお知らせします。

なお、別添以外の商品についても、同等以上の性能を有することが確認された場合に  
は試験に用いても差し支えないことを申し添えます。

(別添)

## 多機能カラム等の一般名と代表的な商品名の例

	一般名	商品名の例	製造又は販売元
1	多機能カラム	Autoprep MF-T 1500 <sup>注1)</sup> Bond Elut Mycotoxin <sup>注2)</sup> MultiSep 227 Trich+ <sup>注1)</sup> PuriTox Trichothecene Plus <sup>注2)</sup> Supel Tox Tricho <sup>注2)</sup>	昭和電工 (株) Agilent Technologies Romer Labs R-Biopharm AG Merck
2	HPLC カラム (オクタデシルシリル化シリカゲル)	Inertsil ODS-4 Shim-pack GIST TSKgel ODS-100V	ジーエルサイエンス (株) (株) 島津製作所 東ソー (株)
3	ELISA キット	AgraQuant Deoxynivalenol 0.25/5.0 ELISA kit BroadCheck Deoxynivalenol kit Deoxynivalenol (Rapid/HS) ELISA Kit MaxSignal Deoxynivalenol ELISA Kit RIDASCREEN FAST DON ToxinFast Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit Veratox for DON 5/5 Quantitative Test	Romer Labs ニッポーボーメディカル (株) arigo Biolaboratories Corp. Perkin Elmer R-Biopharm AG MZ/Perkin Elmer Neogen Corporation

注1) HPLC 及び LC-MS/MS による分析で使用可能

注2) LC-MS/MS による分析で使用可能